

INSTRUÇÕES DE USO CANULA CHIBELL

DESCRIÇÃO

A **CANULA CHIBELL** é um artigo médico-hospitalar formado por um obturador de aço inoxidável AISI 304 e uma canula em policarbonato. A cânula tem marcações em cm de modo a auxiliar o profissional no momento da realização da biópsia e auxiliando o acesso para nervos através da cânula transparente para fio guia e passagem de fluidos. O afiamento especial da ponta tipo Quincke melhora a penetração tornando a mesma menos invasiva e permite alcançar facilmente as áreas mais profundas impedindo o excesso de deflexões.

A marcação em centímetros, o “stopper” deslizante e o marcado interno tipo “eco” torna mais fácil e seguro o controle da profundidade atingida.

O perfeito acoplamento entre o obturador e a empunhadura permite uma introdução suave do estilete dentro da cânula. A **CANULA CHIBELL** possui um conector universal Luer-lock e uma canula em polímero plástico transparente que torna visível a passagem dos fluidos.

FIGURA



FINALIDADE

A **CANULA DE BLOQUEIO CHIBELL** é indicada para a retirada de amostras para biópsia em tecidos moles e diagnósticos pré-natal: aspirados citológicos, aminocentese, amostragem do viló corial, cistocentese e auxiliar o acesso para nervos através da cânula transparente para fio guia com passagem de fluidos.

MODO DE USAR

1. Antes do uso verificar se a embalagem da **CANULA CHIBELL** não está danificada.
2. Verificar se a agulha não está danificada e, se necessário, informar o fabricante ou eu distribuidor local.
3. Retirar a canula da embalagem, tomando cuidado para operar sob condições assépticas.
4. Obedecer aos procedimentos necessários para a desinfecção da pele.

5. Após o paciente estar posicionado e preparado, inserir a canula com o estilete em posição perpendicular à superfície a ser atingida.
6. A seguir remover o estilete (primeiro). Empurrar a agulha para a frente delicadamente sob monitoração por imagem até o local onde será feita o procedimento.
7. Conectar uma seringa através da conexão Luer-lock e realizar o procedimento.
8. Finalizado o procedimento descartar a canula em recipiente para materiais perfuro-cortantes potencialmente contaminados.

PRECAUÇÕES

1. A **CANULA CHIBELL** só pode ser utilizada por médicos.
2. Após o seu uso o produto possui o risco de causar contaminação e/ou infecções.

ADVERTÊNCIAS

1. A **CANULA CHIBELL** não pode ser re-utilizada.
2. Em caso de reuso há o risco dos danos presentes no produto e contaminação cruzada.
3. Não utilizar se a embalagem estiver aberta, danificada ou contaminada.
4. O fabricante Biopsybell e seus representantes autorizados se eximem de quaisquer responsabilidades em relação a danos causados pelo uso impróprio ou um uso de modo diferente do descrito nestas instruções de uso.

ESTOCAGEM E TRANSPORTE

Estocar e transportar a temperatura ambiente entre 2 – 45°C, umidade relativa entre 70-85%, em local limpo.

AVISO

A Biopsybell isenta-se de qualquer responsabilidade por qualquer dano causado por mau uso ou uso diferente do indicado nas instruções.



FABRICANTE

biopsybell s.r.l.

Via Lea Cazzuoli n° 14/16 -Frazione di S. GIACOMO RONCOLE
41037, MIRANDOLA (MO)

ITÁLIA

IMPORTADOR E DISTRIBUIDOR

LANG E FILHOS MATERIAL HOSPITALAR LTDA.

Avenida das Américas, 3200, Bloco 01, lojas 118 e 119 – Barra da Tijuca
CEP. 22640-012 – Rio de Janeiro - RJ

BRASIL

CNPJ 33.175.084/0001-53

 Serviço de Atendimento ao Consumidor:
21-3539-0660

É PROIBIDO REPROCESSAR

PRODUTO ESTÉRIL. ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO.

PRODUTO DE USO ÚNICO. DESCARTAR APÓS O USO.

PARA MODO DE USAR, PRECAUÇÕES E ADVERTÊNCIAS CONSULTAR AS INSTRUÇÕES DE USO.

CADASTRO ANVISA

Resp. Técnico – Enf. Valdimaria Pereira de Souza - COREN-RJ 170693

Lote -

Data de validade -

Estocar e transportar a temperatura ambiente entre 2 – 45°C, umidade relativa entre 70-85%,
em local limpo, fresco e seco.

Revisão Agosto/2014.

Enf. Valdimaria Pereira de Souza
Responsável Técnica

Sr. Antonio Carlos Lang
Representante Legal