

LANG[®]
Desde 1928



Porta Agulhas

Modelo de Apresentação das peças com WÍDIA.



A micro aderência da wídia oferece longa duração para uma melhor segurança da agulha em uma sutura.

Braço forte para um alinhamento e flexibilidade mais consistente.


Anéis com marcação em dourado para fácil identificação.

Dependendo do seu uso as peças LANG são equipadas com a seguinte variedade de pontas de wídia.


Regular - 0,5 mm
para uso em suturas até 4-0.



Fina - 0,4 mm
para uso com agulhas delicadas em suturas tam. 5-0 e 6-0.



Extra-Fina - 0,3 mm
para usar com micro-agulhas e suturas até 10-0.





MAYO HEGAR



12 CM - 17-012-12
 14 CM - 17-012-14
 16 CM - 17-012-16
 18 CM - 17-012-18
 20 CM - 17-012-20
 25 CM - 17-012-25
 30 CM - 17-012-30

DELICADO

12 CM - 17-014-12
 14 CM - 17-014-14
 16 CM - 17-014-16
 18 CM - 17-014-18
 20 CM - 17-014-20
 25 CM - 17-014-25
 30 CM - 17-014-30



MAYO HEGAR
C/WÍDIA



12 CM - 17-012-12W
 14 CM - 17-012-14W
 16 CM - 17-012-16W
 18 CM - 17-012-18W
 20 CM - 17-012-20W
 25 CM - 17-012-25W
 30 CM - 17-012-30W

DELICADO

12 CM - 17-014-12W
 14 CM - 17-014-14W
 16 CM - 17-014-16W
 18 CM - 17-014-18W
 20 CM - 17-014-20W
 25 CM - 17-014-25W
 30 CM - 17-014-30W



CRILEWOOD




15 CM - 17-015-15
 18 CM - 17-015-18



CRILEWOOD C/WÍDIA



15 CM - 17-015-15W
 18 CM - 17-015-18W



BAUMGARTNER

BAUMGARTNER C/WÍDIA

HEANEY CURVO
C/WÍDEA



DEBAKEY C/WÍDIA

FINOCHIETTO C/WÍDIA

P/ FIO DE AÇO C/WÍDIA

PORTA AGULHAS



1mm

14 CM - 17-181-14W
16 CM - 17-181-16W
18 CM - 17-181-18W
20 CM - 17-181-20W
25 CM - 17-181-25W

RYDER C/WÍDIA



2mm

14 CM - 17-182-14W
16 CM - 17-182-16W
18 CM - 17-182-18W
20 CM - 17-182-20W
25 CM - 17-182-25W

RYDER C/WÍDIA



14 CM - 17-050-14W
20 CM - 17-050-20W

MATHIEU C/WÍDIA



12 CM - 17-016-12W
14 CM - 17-016-14W
16 CM - 17-016-16W
18 CM - 17-016-18W
20 CM - 17-016-20W
23 CM - 17-016-23W
25 CM - 17-016-25W
30 CM - 17-016-30W

VASCULAR C/WÍDIA

PORTA AGULHAS



1mm

14 CM - 17-181-14W
16 CM - 17-181-16W
18 CM - 17-181-18W
20 CM - 17-181-20W
25 CM - 17-181-25W

RYDER C/WÍDIA



2mm

14 CM - 17-182-14W
16 CM - 17-182-16W
18 CM - 17-182-18W
20 CM - 17-182-20W
25 CM - 17-182-25W

RYDER C/WÍDIA



14 CM - 17-050-14W
20 CM - 17-050-20W

MATHIEU C/WÍDIA



12 CM - 17-016-12W
14 CM - 17-016-14W
16 CM - 17-016-16W
18 CM - 17-016-18W
20 CM - 17-016-20W
23 CM - 17-016-23W
25 CM - 17-016-25W
30 CM - 17-016-30W

VASCULAR C/WÍDIA



**BARRAQUER
SEM TRAVA**



14 CM - 17-032-14
18 CM - 17-032-18
22 CM - 17-032-22

MICRO

14 CM - 17-038-14
18 CM - 17-038-18
22 CM - 17-038-22



14 CM - 17-033-14
18 CM - 17-033-18
22 CM - 17-033-22

MICRO

14 CM - 17-039-14
18 CM - 17-039-18
22 CM - 17-039-22



**BARRAQUER
SEM TRAVA C/WÍDIA**



14 CM - 17-032-14W
18 CM - 17-032-18W
22 CM - 17-032-22W

MICRO

14 CM - 17-038-14W
18 CM - 17-038-18W
22 CM - 17-038-22W



14 CM - 17-033-14W
18 CM - 17-033-18W
22 CM - 17-033-22W

MICRO

14 CM - 17-039-14W
18 CM - 17-039-18W
22 CM - 17-039-22W

PORTA AGULHAS



BARRAQUER
COM TRAVA



14 CM - 17-030-14
18 CM - 17-030-18
22 CM - 17-030-22

MICRO

14 CM - 17-036-14
18 CM - 17-036-18
22 CM - 17-036-22



14 CM - 17-031-14
18 CM - 17-031-18
22 CM - 17-031-22

MICRO

14 CM - 17-037-14
18 CM - 17-037-18
22 CM - 17-037-22



BARRAQUER
COM TRAVA COM VÍDIA



14 CM - 17-030-14W
18 CM - 17-030-18W
22 CM - 17-030-22W

MICRO

14 CM - 17-036-14W
18 CM - 17-036-18W
22 CM - 17-036-22W



14 CM - 17-031-14W
18 CM - 17-031-18W
22 CM - 17-031-22W

MICRO

14 CM - 17-037-14W
18 CM - 17-037-18W
22 CM - 17-037-22W



CASTROVIEJO
SEM TRAVA



14 CM - 17-062-14
18 CM - 17-062-18
22 CM - 17-062-22

DELICADA

14 CM - 17-068-14
18 CM - 17-068-18
22 CM - 17-068-22



14 CM - 17-063-14
18 CM - 17-063-18
22 CM - 17-063-22

DELICADA

14 CM - 17-069-14
18 CM - 17-069-18
22 CM - 17-069-22



CASTROVIEJO
SEM TRAVA C/WÍDIA



14 CM - 17-062-14W
18 CM - 17-062-18W
22 CM - 17-062-22W

DELICADA

14 CM - 17-068-14W
18 CM - 17-068-18W
22 CM - 17-068-22W



14 CM - 17-063-14W
18 CM - 17-063-18W
22 CM - 17-063-22W

DELICADA

14 CM - 17-069-14W
18 CM - 17-069-18W
22 CM - 17-069-22W



CASTROVIEJO
COM TRAVA



14 CM - 17-060-14
18 CM - 17-060-18
22 CM - 17-060-22

DELICADA

14 CM - 17-066-14
18 CM - 17-066-18
22 CM - 17-066-22



14 CM - 17-061-14
18 CM - 17-061-18
22 CM - 17-061-22

DELICADA

14 CM - 17-067-14
18 CM - 17-067-18
22 CM - 17-067-22



CASTROVIEJO
COM TRAVA COM WÍDIA



14 CM - 17-060-14W
18 CM - 17-060-18W
22 CM - 17-060-22W

DELICADA

14 CM - 17-066-14W
18 CM - 17-066-18W
22 CM - 17-066-22W



14 CM - 17-061-14W
18 CM - 17-061-18W
22 CM - 17-061-22W

DELICADA

14 CM - 17-067-14W
18 CM - 17-067-18W
22 CM - 17-067-22W